

[Ko-Validiert] Anti-Hexokinase-1 (Hk1) Monoklonaler Kaninchen-Antikörper Für Wb, Ip, Ihc-P, Elisa - P19367

Artikelnummer: CM0002664



Einführung

KO-validierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humane Hexokinase-1 (HK1, P19367). Geeignet für WB, IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA; reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Unterstützt die Forschung zu Glykolyse, Stoffwechsel und angeborener Immunität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO-validiert] HK1 monoklonaler Kaninchen-Antikörper
Anmerkungen/Alias	HK; HKD; HKI; HXK1; NMSR; RP79; HMSNR; HK1-ta; HK1-tb; HK1-tc; NEDVIBA; Hexokinase; K1
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	3098
GeneID	3098
Immunogen	Synthetisches Peptid (Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 50-150 der humanen Hexokinase 1 (P19367) entspricht.)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P19367
Proteingewicht	102 kDa
Versand	Eisbeutel