

Ko-Validierter Anti-Hexokinase II Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P52789

Artikelnummer: CM0007708



Einführung

KO-validierter, monoklonaler Kaninchen-Anti-Hexokinase II-Antikörper für Western Blot und ELISA; detektiert humane, murine und ratten Hexokinase II (102 kDa). Ideal für Studien zur Glykolyse und mitochondrialen Apoptose.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO Validated] Hexokinase II Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	HKII; HXK2; II
Spezies	Human
GeneID (human)	3099
GeneID	3099
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-120 der humanen Hexokinase II (NP_000180.2) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P52789
Protein-Gewicht	102 kDa
Versand	Eisbeutel