


[Ko Validiert] Anti-Hira-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P54198

Artikelnummer: CM0030591



Einführung

Kaninchen-Polyklonaler Antikörper gegen humanes HIRA (TUP1/DGCR1), KO-validiert für WB-, IHC-P- und ELISA-Anwendungen. Nützlich für die Untersuchung von Chromatinmontage, Seneszenz und Genregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO validiert] HIRA Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	TUP1; DGCR1; TUPLE1; RA
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	7290
GenID	7290
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 250-550 von humanem HIRA (NP_003316.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P54198
Proteingewicht	112kDa
Versand	Eisbeutel