


Ko-Validiertes Anti-Histone H1.0 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P07305

Artikelnummer: CM0029985



Einführung

KO-validiertes kaninchenpolyklonales Antikörper gegen Histon H1.0 für Western Blotting, IHC-P und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal für Chromatin-, Genregulations- und Zelldifferenzierungsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO Validated] Histone H1.0 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	H10; H1.0; H1F0; H1FV; .0
Spezies	Mensch
Gen-ID	3005
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-105 von menschlichem H1F0 (NP_005309.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P07305
Proteingewicht	21kDa
Versand	Eisbeutel