


[Ko Validiert] Anti-Histone H2A.z Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - POC0S5

Artikelnummer: CM0029776



Einführung

Kaninchen polyklonaler Antikörper gegen humanes Histon H2A.Z, KO-validiert für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Immunogen: rekombinantes Protein (aa 1-128). Molekulargewicht ~13 kDa. Ideal für Chromatinbiologie und epigenetische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO Validiert] Histone H2A.Z Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	H2AZ; H2A.z; H2A/z; H2AFZ; H2A.Z-1; .Z
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	H2A
Gen-ID	3015
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-128 von humanem H2AFZ (NP_002097.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	POC0S5
Proteingewicht	13 kDa
Versand	Eisbeutel