


Ko Validierter Polyklonaler Kaninchen-Anti-Hmgb1-Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P09429

Artikelnummer: CM0029892



Einführung

CamelBio bietet KO validierten polyklonalen Kaninchen-Anti-HMGB1-Antikörper (P09429) für Western Blot, IHC-P und ELISA an. Erkennt humanes, murine und Ratten-HMGB1. Ideal für DAMP- und Chromatin-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO Validiert] HMGB1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	HMG1; HMG3; HMG-1; SBP-1; HMGB1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	3146
GenID	3146
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 69-168 des menschlichen HMGB1 (NP_002119.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polykloale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P09429
Proteingewicht	25 kDa
Versand	Eisbeutel