

[Ko Validiert] Anti-Hnrnp E1/Pcbp1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q15365

Artikelnummer: CM0018959



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen humanes hnRNP E1/PCBP1 gerichtet ist und für Western Blot, IHC-P und ELISA validiert wurde. Geeignet für Proben von Mensch, Maus und Ratte mit einem Molekulargewicht von 37 kDa. Ideal zur Untersuchung der Funktionen von RNA-bindenden Proteinen, der Erythropoese und Mechanismen viraler Infektionen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	[KO Validiert] hnRNP E1/PCBP1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HNRPX; HNRPE1; hnRNP-X; HEL-S-85; hnRNP-E1; P1
Spezies	Mensch
Gen-ID	5093
Immunogen	Synthetisches Peptid; Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 100-200 von humanem hnRNP E1/PCBP1 (NP_006187.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q15365
Proteingewicht	37kDa
Versand	Eisbeutel