

[Ko-Validiert] Anti-Hnrnpa2B1 Kaninchen-Polyclonalantikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P22626

Artikelnummer: CM0013846



Einführung

[KO-validiert] Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen HNRNPA2B1 für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Erkennt Mensch, Maus, Ratte. Ideal für die RNA-Biologie und Telomerforschung. - P22626

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO-validiert] HNRNPA2B1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	RNPA2; HNRPA2; HNRPB1; SNRPB1; HNRNPA2; HNRNPB1; IBMPFD2; HNRPA2B1; B1
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	3181
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-180 von menschlichem HNRNPA2B1 (NP_112533.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P22626
Proteingewicht	37 kDa
Versand	Eisbeutel