


[Ko-Validiert] Anti-Hprt1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P00492

Artikelnummer: CM0028117



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen HPRT1, für Knockout-Anwendungen validiert. Geeignet für WB und ELISA in Human-, Maus- und Rattenproben. Unterstützt die Erforschung des Purin-Salvage-Wegs.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Details
Produktname	[KO-validiert] HPRT1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HPRT; HGPRT; T1
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	3251
GeneID	3251
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-218 von humanem HPRT1 (NP_000185.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P00492
Protein-Gewicht	25kDa
Versand	Eisbeutel