

## [Ko-Validiert] Monoklonaler Anti-Hsp90A-Antikörper Für Wb, Elisa - P07900

Artikelnummer: CM0011650



### Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes Hsp90α, validiert für WB und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Geeignet für Studien zur Chaperon-Biologie, Signaltransduktion und Entzündungsreaktion.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                          |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | [KO-validiert] Hsp90α-Kaninchen-mAb                                                                                           |
| Bemerkungen/Alias | EL52; HSPN; LAP2; HSP86; HSPC1; HSPCA; Hsp89; Hsp90; LAP-2; HSP89A; HSP90A; HSP90N; Hsp103; HSPCAL1; HSPCAL4; HEL-S-65p       |
| Art               | Mensch                                                                                                                        |
| Gen-ID            | 3320                                                                                                                          |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 433-732 des humanen Hsp90α (NP_005339.3) enthält. |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                     |
| Kategorie         | Monoklonale Antikörper                                                                                                        |
| Anwendung         | WB, ELISA                                                                                                                     |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus, Ratte                                                                                                           |
| SWISS             | P07900                                                                                                                        |
| Proteingewicht    | 84 kDa/98 kDa                                                                                                                 |
| Versand           | Kühlakku                                                                                                                      |