


[Ko Validiert] Anti-Hsp90B Kaninchen Polyclonales Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P08238

Artikelnummer: CM0019332



Einführung

Kaninchen polyclonales Antikörper gegen humanes Hsp90 β (HSP90AB1), KO-validiert, geeignet für WB, IF/ICC, ELISA Anwendungen. Reagiert mit Mensch, Maus, Ratte, Affe. Molekulares Chaperon beteiligt an der Proteinfaltung und Signaltransduktion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO validiert] Hsp90 β Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	HSP84; HSPC2; HSPCB; D6S182; HSP90B; β
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	3326
GenID	3326
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte, Affe
SWISS	P08238
Proteingewicht	83 kDa
Versand	Eisbeutel