

[Ko Validiert] Anti-Idh1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Ip, Elisa - O75874

Artikelnummer: CM0013137



Einführung

[KO Validiert] Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes IDH1, geeignet für WB, IF/ICC, IP und ELISA-Anwendungen. Detektiert IDH1 in humanen, murinen und rattigen Proben, zielt auf die zytoplasmatische NADP-Isocitrat-Dehydrogenase ab.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO Validiert] IDH1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	IDH; IDP; IDCD; IDPC; PICD; HEL-216; HEL-S-26; H1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	3417
GenID	3417
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-414 von humanem IDH1 (NP_005887.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O75874
Proteingewicht	47kDa
Versand	Eisbeutel