

[Ko Validiert] Anti-Igf2Bp1/Imp1 Kaninchen-Polyclonales Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Nzi8

Artikelnummer: CM0019809



Einführung

KO validierter Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen humanes IGF2BP1/IMP1. Geeignet für Western Blot und ELISA, kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Zielt auf ein RNA-bindendes Protein ab, das am mRNA-Transport, der Stabilität und Translationsregulation bei Krebs und in der Neurobiologie beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO validiert] IGF2BP1/IMP1 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Aliase	IMP1; ZBP1; CRDBP; IMP-1; CRD-BP; VICKZ1; P1
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	10642
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das Aminosäuren 1-100 von humanem IMP1 enthält (NP_006537.3)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9Nzi8
Proteingewicht	63kDa
Versand	Eisbeutel