


[Ko Validiert] Anti-Ing5 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q8WYh8

Artikelnummer: CM0029343



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes ING5, validiert für Western Blot, IF/ICC und ELISA. Geeignet für die Forschung an Chromatin-Acetylierung, Zellzyklus und Apoptose. Kreuzreagiert mit Human.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO validiert] ING5 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	p28ING5; G5
Spezies	Human
GenID (Human)	84289
GenID	84289
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 1-220 von humanem ING5 (NP_115705.2) homolog ist
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q8WYH8
Proteingewicht	28kDa
Versand	Eisbeutel