

## Ko-Validiertes Anti-Insulin-Degrading-Enzym (Ide) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P14735

Artikelnummer: CM0022841



### Einführung

KO-validierter polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen IDE, geeignet für WB, IF/ICC, IHC-P und ELISA. Kreuzreagiert mit Human und Maus. Ideal zur Untersuchung des Insulinabbaus, Diabetes und der Alzheimer-Krankheit.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                                                      |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | [KO Validated] Insulin-degrading enzyme (IDE) Kaninchen pAb                                                                                               |
| Bemerkungen/Alias | INSULYSIN                                                                                                                                                 |
| Spezies           | Human                                                                                                                                                     |
| Gen-ID            | 3416                                                                                                                                                      |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 1-250 des humanen Insulin-degrading enzyme (IDE) (NP_004960.2) entspricht |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                                                 |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                                                    |
| Anwendung         | WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA                                                                                                                                  |
| Kreuzreaktivität  | Human, Maus                                                                                                                                               |
| SWISS             | P14735                                                                                                                                                    |
| Proteingewicht    | 118kDa                                                                                                                                                    |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                                                 |