

[Ko Validiert] Anti-Ipo4 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q8Tex9

Artikelnummer: CM0019615



Einführung

KO-validierter kaninchenpolyklonaler Antikörper, der gegen menschliches Importin-4 (IPO4) gerichtet ist, für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Wichtiges Reagenz zur Untersuchung des nukleären Transports von Histonen, VDR und viralen Proteinen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO validiert] IPO4 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	Imp4; O4
Spezies	Mensch
GenID	79711 (Mensch)
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 728-1081 von menschlichem IPO4 (NP_078934.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q8TEX9
Proteinmasse	119 kDa
Versand	Eisbeutel