

[Ko-Validiert] Anti-Irf9 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q00978

Artikelnummer: CM0021460

Einführung

KO-validierter Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes IRF9 (ISGF3 γ), geeignet für WB und ELISA. Detektiert den 44 kDa Transkriptionsfaktor, der für die Typ-I-Interferon-Antivirus-Signalübertragung entscheidend ist. Für Studien zur angeborenen Immunität und zum ISGF3-Komplex.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO-validiert] IRF9 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	p48; IRF-9; ISGF3; ISGF3G; F9
Spezies	Human
Gen-ID	10379
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 113-255 von humanem IRF9 (NP_006075.3) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q00978
Proteingewicht	44kDa
Versand	Kühltasche