


Ko Validierter Polyklonaler Anti-Itch-Antikörper Für Wb, Elisa - Q96J02

Artikelnummer: CM0016045



Einführung

KO validierter Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen ITCH (E3-Ubiquitin-Ligase Itchy-Homolog) für WB, ELISA bei Mensch, Maus und Ratte. Beteiligt an Ubiquitinierung, Entzündung, Immunantwort und Apoptose.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO Validiert] ITCH Kaninchen pAb
Anmerkungen/Aliase	AIF4; AIP4; ADMFD; NAPP1; CH
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	83737
Gen-ID	83737
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-155 von ITCH (NP_001244066.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q96J02
Proteingewicht	103 kDa
Versand	Eisbeutel