

Ko-Validierter Anti-Jak2-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - O60674

Artikelnummer: CM0030026



Einführung

KO-validierter polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes JAK2, geeignet für Western Blot und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Ideal für Studien zur Signaltransduktion, Chromatinregulation und Zytokinsignalisierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO-validiert] JAK2 Kaninchen-pAk
Anmerkungen/Alias	JTK10; JAK2
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	3717
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 933-1132 des humanen JAK2 (NP_004963.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	O60674
Proteingewicht	131 kDa
Versand	Eisbeutel