

[Ko Validiert] Anti-Keap1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper (Inrf2/Klhl19) - Q14145

Artikelnummer: CM0009101



Einführung

Validierter KEAP1 (INrf2/KLHL19) Kaninchen monoklonaler Antikörper für WB, IF/ICC, ELISA. Geeignet für Mensch, Maus, Ratte. Wichtiger Sensor für oxidativen Stress; E3-Ubiquitin-Ligase-Adapter für den NRF2-Abbau.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO validiert] KEAP1 Kaninchen mAk
Bemerkungen/Alias	INrf2, KLHL19
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	9817
Gen-ID	9817
Immunogen	Synthetisches Peptid innerhalb der Aminosäuren 525-624 von menschlichem KEAP1 (NP_036421.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q14145
Proteinmasse	70 kDa
Versand	Eisbeutel