

[Ko Validiert] Monoklonaler Anti-Ki67-Antikörper Für Wb, If/Icc, Ihc-P, MiHc, Elisa - P46013

Artikelnummer: CM0002758



Einführung

Monoklonaler Kaninchen-Antikörper, der gegen humanes Ki67, einen Proliferationsmarker, gerichtet ist. Validiert für WB, IF/ICC, IHC-P, mIHC und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Geeignet für Forschung zum Zellzyklus.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO validiert] Ki67 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	KiA; MIB-; MIB-1; PPP1R105; Ki67
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	4288
GeneID	4288
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1200-1300 von humanem Ki67 (NP_002408.3) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IHC-P, mIHC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P46013
Proteingewicht	359 kDa
Versand	Eisbeutel