

Ko-Validiertes Anti-Kmt5C-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q86Y97

Artikelnummer: CM0023237



Einführung

KO-validierter Anti-KMT5C-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA. Reagiert mit Human und Maus. Zielt auf die Histone-Methyltransferase KMT5C (SUV420H2) für Studien zur Chromatinregulation und DNA-Reparatur.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO Validated] KMT5C Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SUV420H2; Suv4-20h2; 5C
Spezies	Human
GenID (Human)	84787
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 100-200 von humanem KMT5C (NP_116090.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	Q86Y97
Proteingewicht	52kDa
Versand	Eisbeutel