

Ko Validierter Polyklonaler Anti-Kras-Kaninchen-Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P01116

Artikelnummer: CM0017525



Einführung

KO validierter polyklonaler Anti-KRAS-Kaninchen-Antikörper, validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Zielt auf die GTPase KRas ab, einen zentralen Signaltransmitter im Ras-MAPK-Signalweg. Geeignet für Forschung zu Krebs und Zellsignalisierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO validiert] KRAS Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	NS; NS3; OES; CFC2; RALD; K-Ras; KRAS1; KRAS2; RASK2; KI-RAS; C-K-RAS; K-RAS2A; K-RAS2B; K-RAS4A; K-RAS4B; K-Ras 2; 'C-K-RAS; c-Ki-ras; c-Ki-ras2; AS
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	3845
Gen-ID	3845
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 30-188 von menschlichem KRAS (NP_203524.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P01116
Proteinmasse	22 kDa
Versand	Eisbeutel