


Ko-Validiertes Anti-Lactat-Dehydrogenase B/Ldh-B Kaninchen-Monoklonalantikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P07195

Artikelnummer: CM0008552



Einführung

KO-validierter Lactat-Dehydrogenase B/LDH-B Kaninchen-Monoklonalantikörper für WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Ideal für Studien zur Glykolyse des Herzmuskels. Lieferung durch CamelBio.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO Validated] Lactat-Dehydrogenase B/LDH-B Kaninchen-mAk
Bemerkungen/Alias	LDH-B; LDH-H; LDHBD; TRG-5; HEL-S-281
Spezies	Mensch
Gen-ID	3945
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 2-93 von menschlichem LDHB (NP_002291.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P07195
Proteingewicht	37kDa
Versand	Eisbeutel