

[Ko-Validiert] Anti-Lamin A/C Kaninchen-Polyclonale Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P02545

Artikelnummer: CM0024355



Einführung

KO-validierter polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen Lamin A/C (P02545). Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Ideal für die Forschung zur Kernlamina und Laminopathien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO-validiert] Lamin A/C Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	FPL; IDC; LFP; CDDC; EMD2; FPLD; HGPS; LDP1; LMN1; LMNC; MADA; PRO1; CDCD1; CMD1A; FPLD2; LMNL1; CMT2B1; LGMD1B; /C
Art	Mensch
GenID (Mensch)	4000
GenID	4000
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 403-572 des menschlichen Lamin A/C (NP_733821.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P02545
Proteingewicht	74 kDa
Versand	Eispackung