


Ko-Validiertes Anti-Laminin Beta 1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P07942

Artikelnummer: CM0024115



Einführung

Kaninchen-Polyklonaler Antikörper gegen Laminin beta 1, KO-validiert, geeignet für WB und ELISA. Reagiert mit menschlichem und murinem Laminin beta 1, einem wichtigen Protein der Basalmembran, das an der Zelladhäsion und Gewebeorganisation beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO Validated] Laminin beta 1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CLM, LIS5, 1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	3912
Gen-ID	3912
Immunogen	Rekombinantes Protein; Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 1467-1786 von menschlichem Laminin beta 1 (NP_002282.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P07942
Proteinmasse	198 kDa
Versand	Eisbeutel