

[Ko Validiert] Anti-Lamp2 Kaninchen-Monoklonalantikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P13473

Artikelnummer: CM0003230



Einführung

KO-validierter Anti-LAMP2 Kaninchen-Monoklonalantikörper für WB, IHC-P, ELISA. Erkennt menschliches, murines und rattenpezifisches LAMP2. Geeignet für die Autophagie-, Lysosom-Biogenese- und Danon-Krankheitsforschung. UniProt P13473.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO validiert] LAMP2 Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	DND; LAMPB; CD107b; LAMP-2; LGP-96; LGP110; LAMP2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	3920
GenID	3920
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 311-410 von menschlichem LAMP2 (P13473) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P13473
Proteingewicht	45kDa
Versand	Eisbeutel