

[Ko-Validiert] Anti-Lamp2-Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Fc, Elisa - P13473

Artikelnummer: CM0012170



Einführung

Hochspezifischer Anti-LAMP2-Kaninchen-monoklonaler Antikörper, KO-validiert, geeignet für WB, IHC-P, IF/ICC, FC und ELISA. Ideal zur Untersuchung der Lysosomenbiogenese, Autophagie und lysosomaler Speicherkrankheiten.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO-validiert] LAMP2-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	DND; LAMPB; CD107b; LAMP-2; LGP-96; LGP110
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	3920
GeneID	3920
Immunogen	Rekombinantes Protein / rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 29-375 des humanen LAMP2 (NP_002285.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, FC (intrazellulär), ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P13473
Proteingewicht	45 kDa
Versand	Kühlakku