


[Ko Validiert] Anti-Ldha Kaninchen-Monoklonalantikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P00338

Artikelnummer: CM0003520



Einführung

KO-validiertes Kaninchen-Monoklonalantikörper gegen humanes LDHA (P00338). Validiert für Western Blot, Immunfluoreszenz/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit menschlichem, murinem und rattigem LDHA.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	[KO validiert] LDHA Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	LDHM; GSD11; PIG19; HEL-S-133P; HA
Spezies	Mensch
Gen-ID	3939
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 200-300 des humanen LDHA (P00338) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P00338
Proteinmolekulargewicht	26-39 kDa
Versand	Eisbeutel