


[Ko-Validiert] Anti-Ldhb Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Elisa - P07195

Artikelnummer: CM0022351



Einführung

KO-validierter Kaninchen-Polyklonaler Antikörper gegen humanes LDHB (Lactat-Dehydrogenase B). Validiert für WB, IF-P, ELISA in Human, Maus, Ratte. LDHB katalysiert die Pyruvat-Laktat-Umwandlung und ist stark im Herzmuskel exprimiert.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO Validated] LDHB Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	LDH-B; LDH-H; LDHBD; TRG-5; HEL-S-281; HB
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	3945
Gen-ID	3945
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 2-334 von humanem LDHB (NP_002291.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P07195
Protein-Gewicht	37kDa
Versand	Eistüte