

[Ko-Validiert] Anti-Litaf Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q99732

Artikelnummer: CM0027160

Einführung

KO-validierter, polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes LITAF, geeignet für WB, IHC-P, IP und ELISA. Erkennt 17 kDa Protein in humanen und murinen Proben. Ideal für die Erforschung des endosomalen Transports und von Zytokinen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO Validated] LITAF Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	PIG7; SIMPLE; TP53I7; AF
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	9516
Gen-ID	9516
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-161 von humanem LITAF (NP_004853.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	Q99732
Proteingewicht	17kDa
Versand	Eisbeutel