

[Ko-Validiert] Kaninchen-Polyklonaler Anti-Lrrc59-Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q96Ag4

Artikelnummer: CM0013582

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes LRRC59, validiert in Knockout-Modellen. Geeignet für Western Blot, IHC-P und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Ideal zur Untersuchung des Kernimports von FGF1 und der Biologie des endoplasmatischen Retikulums.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO-validiert] LRRC59-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	p34; PRO1855; 59
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	55379
GeneID	55379
Immunogen	Rekombinantes Protein - rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-244 des humanen LRRC59 (NP_060979.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q96AG4
Proteingewicht	35 kDa
Versand	Kühlakku