


[Ko Validiert] Anti-Lsh/Hells Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ip, Elisa - Q9NrZ9

Artikelnummer: CM0025089



Einführung

KO-validierter kaninchenpolyklonaler Antikörper, der gegen humanes Lsh/HELLS (Q9NRZ9) gerichtet ist. Geeignet für WB, IP und ELISA mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Ein ideales Werkzeug für Studien zu Chromatin-Remodelling, DNA-Methylierung und genomischer Stabilität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO validiert] Lsh/HELLS Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	LSH; ICF4; PASG; SMARCA6; Nbla10143; LS
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	3070
Gen-ID	3070
Immunogen	Rekombinantes Protein: Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 719-838 von humanem Lsh/HELLS (NP_060533.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9NRZ9
Proteingewicht	97 kDa
Versand	Eisbeutel