


## Ko-Validiertes Anti-MacroH2A.1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, IHC-P, IF/ICC, Elisa - O75367

Artikelnummer: CM0029408



### Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes macroH2A.1 (KO-validiert), geeignet für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Für Forschungszwecke in der Chromatinbiologie und Epigenetik.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                                 |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | [KO Validated] macroH2A.1 Kaninchen pAb                                                                                              |
| Bemerkungen/Alias | H2A.y; H2A/y; H2AFY; mH2A1; H2AF12M; MACROH2A1.1; macroH2A1.2; .1                                                                    |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                               |
| GenID (Mensch)    | 9555                                                                                                                                 |
| GenID             | 9555                                                                                                                                 |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 123-372 von humanem macroH2A.1 (NP_613258.2) entspricht. |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                            |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                               |
| Anwendung         | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                             |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus, Ratte                                                                                                                  |
| SWISS             | O75367                                                                                                                               |
| Proteingewicht    | 39kDa                                                                                                                                |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                            |