

[Ko Validiert] Anti-Mapkapk3 Kaninchen-Polyclonal-Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q16644

Artikelnummer: CM0021577



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen MAPKAPK3, validiert für WB, IF/ICC, ELISA; reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Stressaktivierte Kinase, die an Zytokinproduktion, Endozytose und Chromatinremodellierung beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO Validiert] MAPKAPK3 Rabbit pAb
Anmerkungen/Aliase	3PK; MK3; MK-3; MDPT3; MAPKAP3; MAPKAP-K3; MAPKAPK-3; K3
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	7867
GeneID	7867
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-240 des menschlichen MAPKAPK3 (NP_004626.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q16644
Proteingewicht	43 kDa
Versand	Eisbeutel