


Ko Validierter Monoklonaler Anti-MLh1-Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P40692

Artikelnummer: CM0007468



Einführung

KO validierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper, der auf humanes MLH1 abzielt, geeignet für WB, IHC-P und ELISA-Anwendungen. Kreuzreagiert mit Maus. Ideal für Forschungstudien zu DNA-Mismatch-Reparatur und Krebs.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO Validiert] MLH1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Aliase	FCC2; COCA2; HNPCC; MLH-1; hMLH1; HNPCC2; LYNCH2; MMRC51
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	4292
GenID	4292
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 350-450 von humanem MLH1 (NP_000240.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P40692
Proteingewicht	85 kDa
Versand	Eisbeutel