

[Ko-Validiert] Anti-Mta2-Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa, Chip - O94776

Artikelnummer: CM0008627

Einführung

[KO-validiert] Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes MTA2, eine Komponente des NuRD-Komplexes, der am Chromatin-Remodeling beteiligt ist. Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA und CHIP.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO-validiert] MTA2 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	PID; MTA1L1; A2
Spezies	Human
GeneID (Human)	9219
GeneID	9219
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 569-668 von humanem MTA2 (O94776) entspricht
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, CHIP
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	O94776
Proteingewicht	75kDa
Versand	Eistüte