

Ko-Validiertes Anti-Mta2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa, Chip - O94776

Artikelnummer: CM0019217

Einführung

KO-validiertes Anti-MTA2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für Western Blot, ELISA und ChIP. Detektiert MTA2 in menschlichen, murinen und Ratten-Proben. Geeignet für Studien zur Chromatin-Remodellierung und transkriptionellen Regulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO Validated] MTA2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PID; MTA1L1; A2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	9219
GenID	9219
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 60-180 von menschlichem MTA2 (NP_004730.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA, ChIP
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O94776
Proteingewicht	75kDa
Versand	Eisbeutel