


[Ko-Validierter] Anti-Mth1 Polyklonaler Kaninchen-Antikörper Für Wb, Ip, Elisa - P36639

Artikelnummer: CM0016677



Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes MTH1/NUDT1 (oxidierte Purinnukleosidtriphosphat-Hydrolase). Validiert für Knockout-Studien, geeignet für WB-, IP- und ELISA-Anwendungen. Erkennt ein 18-kDa-Protein, kreuzreagiert mit humanem Material.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO-validiert] MTH1 polyklonaler Kaninchen-Antikörper (pAb)
Anmerkungen/Alias	MTH1; H1
Spezies	Human
GeneID (Human)	4521
GeneID	4521
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-179 des humanen MTH1 (NP_945192.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P36639
Proteingewicht	18 kDa
Versand	Kühlakku