

[Ko Validiert] Anti-N-Cadherin Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P19022

Artikelnummer: CM0002400

Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper, validiert für Knockout-Anwendungen gegen N-Cadherin (CDH2). Geeignet für WB, IF-P, IHC-P und ELISA mit Kreuzreaktivität zu Human, Maus und Ratte. Ideal für Zelladhäsions- und Neurowissenschaftsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO validiert] N-Cadherin Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	CDHN, NCAD, ACOGS, ADHD8, CD325, ARVD14, CDw325
Spezies	Human
Gen-ID	1000
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 100-200 von humanem N-Cadherin (P19022) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P19022
Proteingewicht	100 kDa
Versand	Eisbeutel