


Ko-Validierter Anti-N-Terminales Alpha-Synuclein Monoklonaler Antikörper [Mjff-B-3A4] Für Wb, If/Icc, Elisa - P37840

Artikelnummer: CM0010732



Einführung

KO-validierter, gegen N-terminales alpha-Synuclein (SNCA/PARK1) gerichteter, monoklonaler Kaninchenantikörper. Validiert für WB, IF/ICC, ELISA; kreuzreagiert mit Human, Maus, Ratte. Ideal für die Erforschung der synaptischen Funktion und Neurodegeneration.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO validiert] N-terminales alpha-Synuclein mAb [MJFF-B-3A4]
Bemerkungen/Alias	NACP; PARK1; α -Synuclein; SNCA
Spezies	Human
Gen-ID	6622
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das den Aminosäuren 40-50 von humanem alpha-Synuclein entspricht (NP_000336.1)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P37840
Protein-Gewicht	14kDa
Versand	Kühltasche