


[Ko Validiert] Anti-Ndufc2 Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - O95298

Artikelnummer: CM0018032



Einführung

Hochwertiger Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes NDUFC2, eine Schlüsseluntereinheit von Komplex I. Validiert für WB und ELISA, kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die mitochondriale Forschung und Studien zur Atmungskette.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	[KO validiert] NDUFC2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HLC-1; B14.5b; MC1DN36; NADHDH2; CI-B14.5b; C2
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	4718
Gen-ID	4718
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem NDUFC2 (NP_004540.1) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	O95298
Protein-Gewicht	14kDa
Versand	Eisbeutel