


[Ko Validiert] Anti-Nosip Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Y314

Artikelnummer: CM0022895



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen menschliches NOSIP (Stickstoffmonoxid-Synthase-interagierendes Protein, E3-Ubiquitin-Ligase), validiert für WB- und ELISA-Anwendungen. Geeignet für Forschung zur Stickstoffmonoxid-Regulation und Entwicklung. Kreuzreagiert mit Mensch.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO validiert] NOSIP Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	CGI-25; NOSIP
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	51070
GenID	51070
Immunogen	Rekombinantes Protein, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-301 von menschlichem NOSIP (NP_057037.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9Y314
Proteingewicht	33 kDa
Versand	Eisbeutel