

[Ko Validiert] Anti-Nrbf2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q96F24

Artikelnummer: CM0028043



Einführung

Kaninchen-Polyklonaler Antikörper gegen humanes NRB2, Knockout-validiert, reagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Zielprotein ist an Autophagie und Transkription beteiligt. Ideal für die Forschung an IVD-Kernreagenzien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO validiert] NRB2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	COPR; COPR1; COPR2; NRB2-2; F2
Spezies	Mensch
Gen-ID	29982 (Mensch)
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-287 von humanem NRB2 (NP_110386.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q96F24
Proteingewicht	32kDa
Versand	Eisbeutel