

[Ko-Validiert] Anti-Nrd1 Kaninchen-Polyklonalantikörper Für Wb Und Elisa - O43847

Artikelnummer: CM0021379

Einführung

KO-validierter Anti-NRD1 Kaninchen-Polyklonalantikörper für WB und ELISA. Erkennt Nardilysin (~132 kDa) in humanen, murinen und Rattenproben. Ideales Werkzeug für Studien zur axonalen Reifung und Myelinisierung. UniProt O43847.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO-validiert] NRD1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	NRD1; hNRD1; hNRD2; D1
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	4898
GeneID	4898
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 160-400 von humanem NRD1 (NP_001095132.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O43847
Proteingewicht	132kDa
Versand	Eistasche