


[Ko Validiert] Anti-Nsdhl Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q15738

Artikelnummer: CM0020012



Einführung

KO-validierter kaninchenpolyklonaler Antikörper, der gegen menschliches NSDHL (Sterol-4-alpha-carboxylat 3-Dehydrogenase) gerichtet ist, beteiligt an der Cholesterinbiosynthese. Geeignet für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA; reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. - Q15738

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO validiert] NSDHL Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	H105E3; XAP104; SDR31E1; HL
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	50814
GenID	50814
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-240 von menschlichem NSDHL (NP_057006.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q15738
Proteingewicht	42kDa
Versand	Eisbeutel