

## [Ko Validiert] Anti-Nucleobindin-1-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q02818

Artikelnummer: CM0026414



### Einführung

KO-validierter kaninchenpolyklonaler Antikörper gegen Nucleobindin-1 (NUCB1, CALNUC), geeignet für WB, IF/ICC, ELISA. Kreuzreaktivität mit Mensch, Maus, Ratte. Validiert für die Forschung zur Golgi-Calcium-Homöostase.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                                    |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | [KO Validiert] NUCB1 Kaninchen pAb                                                                                                      |
| Bemerkungen/Alias | NUC; CALNUC; B1                                                                                                                         |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                                  |
| Gen-ID (Mensch)   | 4924                                                                                                                                    |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 302-461 von menschlichem NUCB1 (NP_006175.2) entspricht |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                               |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                                  |
| Anwendung         | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                                       |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus, Ratte                                                                                                                     |
| SWISS             | Q02818                                                                                                                                  |
| Proteingewicht    | 54kDa                                                                                                                                   |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                               |