


[Ko Validiert] Anti-P53 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ip, If, Ihc, Chip, Elisa - P04637

Artikelnummer: CM0011939



Einführung

Hochwertiger monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes p53 (Tumorsuppressor). Geeignet für WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ChIP und ELISA. KO-validiert, erkennt multiple Isoformen (24-44 kDa). Ideal für Krebs- und Apoptoseforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO validiert] p53 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	P53; BCC7; LFS1; BMF55; TRP53
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	7157
Gen-ID	7157
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 1-393 von humanem p53 (NP_000537.3) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ChIP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P04637
Proteingewicht	24-44 kDa
Versand	Eisbeutel