

[Ko-Validiert] Anti-Pak2 Polyklonaler Kaninchen-Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q13177

Artikelnummer: CM0023891



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes PAK2, validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Erkennt Maus- und Ratten-PAK2. Ideal für die Untersuchung der Zytoskelett-Regulation, Apoptose und Zellsignalübertragung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO-validiert] PAK2 polyklonaler Kaninchen-Antikörper (pAb)
Anmerkungen/Alias	KNO2; PAK65; PAKgamma; K2
Spezies	Human
GeneID (Human)	5062
GeneID	5062
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-212 des humanen PAK2 entspricht (NP_000903.2).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q13177
Proteingewicht	58 kDa
Versand	Eisbeutel