


Ko Validierter Anti-Pdcd6 Polyklonaler Antikörper (Alg2) Für Wb, Ip, Elisa - O75340

Artikelnummer: CM0025571



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen PDCD6 (ALG-2), validiert für Western Blot, Immunpräzipitation und ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für Studien zu Apoptose und Kalziumsignalisierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO Validiert] PDCD6 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	ALG2; ALG-2; PEF1B; D6
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	10016
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-191 des menschlichen PDCD6 (NP_037364.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O75340
Proteingewicht	22 kDa
Versand	Eisbeutel